

- ▶ PHOTO IT
- ▶ READ IT
- ▶ SEND IT



Wifi

IOS

Lecture du diagnostic patient.

Mirroring and customer diagnosis data center.

HDMI

WINDOWS / MAC OS
(full HD)

Wireless - LAN

Wifi

ANDROÏD / OS

Lecture du diagnostic patient.

Mirroring and customer diagnosis data center.

1. Peut-on utiliser Le DermaReader avec un Mac ?	OUI
2. Résolution photographique	5 Mégapixels
3. Quelle est la capacité de la mémoire SD intégrée ?	8 GB (environ 8 000 photos)
4. Peut-on augmenter la mémoire en utilisant une autre carte SD ?	OUI
5. Durée d'autonomie de la batterie	2 x 90 minutes
6. Peut-on connecter le DermaReader à un PC ?	Connexion PC et tous écrans en mode HDMI

1. Can "DermaReader" be used in Mac computer ?	YES
2. Camera resolution.	5 megapixels
3. What is the size of SD memory	8GB and approximately 8,000 photos
4. Can memory be expanded using an extra SD card?	Yes
5. How long does the battery last?	90 minutes
6. Can I connect Derma Reader with PC?	be connected with personal computer and HDMI monitor

BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

☎ 06 38 68 84 32

📍 230, rue du fbg Saint-Honoré - Paris 8^e



HSC
Hair Solutions Company

BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

WHAT IS DERMA READER ?

COMMENT FONCTIONNE LE DERMA READER ?



iPhone size ▲

► Photo it (Photographiez)

Prenez une photographie du cuir chevelu et choisissez le grossissement : 1, 30 ou 60.

Take a skin hair picture with times of magnification : 1, 30 or 60.

► Read it (Lisez)


Examinez directement la photo et accédez aux résultats des analyses tels que l'hydratation, l'élasticité, les rides, les pores, l'acné, la densité capillaire, le diamètre des cheveux, etc.

Read the captured image for immediate analysis of hydration, elasticity, wrinkles, pores, acne, hair density, caliber and hair loss pattern, etc.


► Send it (Envoyez)

Vous pouvez envoyer les données immédiatement sur votre PC par connexion Bluetooth ou Wifi, où elles pourront être analysées plus finement grâce à un autre logiciel comme le Folliscope.


BlueTooth and Wifi technology let you transmit photo in real time to your PC where they can be further analysed by other software like Folliscope.




Hydratation ▲
Hydratation




Wrinkles ▲
Rides



Pore ▲



Acne ▲



Sebum ▲

▲ SKIN ANALYSIS ANALYSE CUTANÉE

INTERFACE

À partir d'un unique cliché, accédez immédiatement et intuitivement à toutes les données capillaires et cutanées, illustrées et chiffrées.




INTERFACE

From a unique picture with DermaReader you can easily access to all skin and hair datas, illustrated and explained.


Épaisseur
Caliber ▼




État du cuir chevelu
Scalp status ▼



Stade de la calvitie
Hair loss pattern ▼



Densité
Density ▼



Résultat
Result ▼

