


**LE SEUL SYSTÈME AU MONDE OÙ
VOUS VOYEZ CE QUE VOUS FAITES !!**

**NOUVEAU TRAITEMENT
DE L'ATROPHIE VAGINALE
OU RAJEUNISSEMENT
DES MUQUEUSES GÉNITALES**

LE MEILLEUR DE LA RADIOFRÉQUENCE



APPLICATION :

- Syndrome urogénital
- Atrophie vaginale et vestibulaire
- Sécheresse vaginale
- Dyspareunie et vaginite
- Incontinence urinaire (cas particuliers)
- Relâchement vulvaire
- Rajeunissement intime
- Augmentation du plaisir sexuel
- Traitement du lichen
- Béance vaginale



EXCISION

ÉLECTROCHIRURGICALE À L'ANSE

PROCÉDURE (LEEP) ÉLECTRODES

CHIRURGIE À HAUTE FRÉQUENCE - LLETZ

ACEL0153 - Micro-aiguille Ø 0,3 mm x 150 mm
Cautérisation des trous glandulaires

ACEL0154 - Micro-aiguille Ø 0,5 mm x 150 mm
Cautérisation des trous glandulaires

ACEL0155 - Boule Ø 3 mm
Hémostase et coagulation

ACEL0156 - Boule de Ø 5 mm
Hémostase et coagulation

ACEL0157 - Boule de Ø 5 mm
Biopsie de l'endomètre, vagin et vulve

ACEL0158 - Boucle carrée 10 mm x 4 mm
Exciseur de lésions vulvaires

ACEL0159 - Boucle 20 mm x 10 mm
Grande excision et conisation

ACEL0160 - Boucle 15 mm x 10 mm
Grande excision et conisation

ACEL0161 - Boucle 10 mm x 10 mm
Grande excision et conisation

ACEL0162 - Boucle carrée 10 mm x 10 cm
Excision du canal cervical

ACEL0163 - Boucle carrée 10 mm x 15 cm
Excision du canal cervical

ACEL0164 - Boucle carrée 15 mm x 15 cm
Grande excision et conisation

ACEL0165 - Boucle 25 mm x 10 mm
Grande excision et conisation

ACEL0166 - Boucle 5 mm x 15 mm
Grande excision et conisation


ACEL0167 - Boucle 30 mm x 10 mm
Grande excision et conisation

ACEL0168 - Boucle 30 mm x 15 mm
Grande excision et conisation

ACEL0169 - Boucle 20 mm x 4 mm
Grande excision et conisation

ACEL0170 - Boucle 5 mm x 4 mm
Grande excision et conisation

ACEL0178 - Boucle 10 mm x 4 mm
Grande excision et conisation



Wavetronic 600 Touch + Megapulse HF Fraxx + Wavevac dual

Wavetronic 6000 Touch est un équipement électrochirurgical à haute fréquence qui produit des effets biophysiques similaires à ceux de la technologie laser, une méthode atraumatique et douce, une coupe précise et une coagulation des tissus à travers une énergie électromagnétique dans la gamme des mégahertz (MHz).

Le système HF Fraxx dispose d'un système exclusif "SmartShot", qui utilise la technologie de radiofréquence "RF" pour distribuer une énergie sub-ablative précise, avec un impact significatif sur le derme vulvaire et la muqueuse vaginale et des dommages épidermiques minimes.

Grâce à cette caractéristique unique de distribution d'énergie appelée "SmartShot", MEGAPULSE HF FRAXX fournit l'effet parfait connu sous le nom de temps de relaxation, qui maintient les tissus adjacents aux micropoints vaporisés, complètement intacts et sains pour produire une **nouvelle collagénèse**.

