

Biomed vous invite à vous initier aux nouvelles techniques de prise en charge de l'alopecie avec la participation du Dr Marcel METANOMSKI

WORKSHOP D'INITIATION À LA MICRO ET MÉSOGREFFE CAPILLAIRE (direct sur patient)

- HAIR TRANSPLANT TRAINING -

PROGRAMME MICROGREFFE AFUE by HSC

- Prise en charge du patient (installation, explications)
- Définition de la zone d'implantation (avec dessin - par laser tracer)
- Anesthésie : 2 méthodes expliquées : anesthésie locale (par Xylo - par I-ject) ; Vad Vibration System (Suppression des douleurs par système de vibration)
- Analyse du profil (par DermaReader) appareil de diagnostic capillaire et notre nouvelle caméra d'expertise
- Prélèvement des greffons (par Folli-graft systeme par oscillation) cheveux courts et/ou cheveux longs (PATENT)
- Analyse des greffons (par Follicryo systeme photographique HD)
- Implantation (par implanteur et lame diamant) - FOLLIPEN & MOHEBI
- Prise en charge post-opération

PROGRAMME MESOGREFFE et PRP

- Mésothérapie : principes et techniques d'injection
- Comment faire pour reveiller vos cheveux dormants ? REYU le PRP naturel

L'ENVIRONNEMENT DE VOTRE CABINET - MEDICAL STAGING

- Ergonomie - Garantie - Fiabilité
- Divan - Lampes - Matériel de 1er urgences et sécurité de votre salle blanche

24 NOV 2023

**Téléchargez de
la documentation**

**Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez vous inscrire par téléphone au :
+33 6 09 16 86 46**

**PARTICIPATION : 340€ HT par personne
nombre de participants limité (8 personnes)**

**RENDEZ-VOUS VENDREDI 24 NOVEMBRE
au CENTRE GEMEB de 9h30 à 16h
230 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS**

Sonnez à l'interphone GEMEB



Wifi

IOS

Lecture du diagnostic patient.

Mirroring and customer diagnosis data center.

HDMI

WINDOWS / MAC OS
(full HD)

Wireless - LAN

Wifi

ANDROÏD / OS

Lecture du diagnostic patient.

Mirroring and customer diagnosis data center.

1. Peut-on utiliser Le DermaReader avec un Mac ?	OUI
2. Résolution photographique	5 Mégapixels
3. Quelle est la capacité de la mémoire SD intégrée ?	8 GB (environ 8 000 photos)
4. Peut-on augmenter la mémoire en utilisant une autre carte SD ?	OUI
5. Durée d'autonomie de la batterie	2 x 90 minutes
6. Peut-on connecter le DermaReader à un PC ?	Connexion PC et tous écrans en mode HDMI

1. Can "DermaReader" be used in Mac computer ?	YES
2. Camera resolution.	5 megapixels
3. What is the size of SD memory	8GB and approximately 8,000 photos
4. Can memory be expanded using an extra SD card?	Yes
5. How long does the battery last?	90 minutes
6. Can I connect Derma Reader with PC?	be connected with personal computer and HDMI monitor

BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

☎ 06 38 68 84 32

📍 230, rue du bfg Saint-Honoré - Paris 8^e

DERMA READER

Portable Skin and Hair Analysis System

Dispositif Mobile d'Analyse Cutanée et Capillaire

- PHOTO IT
- READ IT
- SEND IT



HSC
Hair Solutions Company

BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

WHAT IS DERMAREADER ?

COMMENT FONCTIONNE LE DERMAREADER ?



iPhone size ▲

► Photo it (Photographiez)

Prenez une photographie du cuir chevelu et choisissez le grossissement : 1, 30 ou 60.

Take a skin hair picture with times of magnification : 1, 30 or 60.

► Read it (Lisez)

Examinez directement la photo et accédez aux résultats des analyses tels que l'hydratation, l'élasticité, les rides, les pores, l'acné, la densité capillaire, le diamètre des cheveux, etc.

Read the captured image for immediate analysis of hydration, elasticity, wrinkles, pores, acne, hair density, caliber and hair loss pattern, etc.


► Send it (Envoyez)

Vous pouvez envoyer les données immédiatement sur votre PC par connection Bluetooth ou Wifi, où elles pourront être analysées plus finement grâce à un autre logiciel comme le Folliscope.

BlueTooth and Wifi technology let you transmit photo in real time to your PC where they can be further analysed by other software like Folliscope.



Hydratation ▲
Hydratation




Wrinkles ▲
Rides



Pore ▲



Acne ▲



Sebum ▲

▲ SKIN ANALYSIS ANALYSE CUTANÉE

INTERFACE

À partir d'un unique cliché, accédez immédiatement et intuitivement à toutes les données capillaires et cutanées, illustrées et chiffrées.



INTERFACE

From a unique picture with DermaReader you can easily access to all skin and hair datas, illustrated and explained.

▼ HAIR ANALYSIS ANALYSE CAPILLAIRE


Épaisseur
Caliber ▼




État du cuir chevelu
Scalp status ▼




Stade de la calvitie
Hair loss pattern ▼




Densité
Density ▼



Résultat
Result ▼




FOLLIPEN




sans découpe

AIGUILLE JETABLE

	Taille	Taille du greffon	Code couleur
OSI-06	0,6 mm	cheveu fin ou sourcil	vert
OSI-08	0,8 mm	1 cheveu	rose
OSI-10	1,0 mm	2 cheveux	bleu
OSI-13	1,25 mm	3 cheveux	violet
OSI-15	1,5 mm	4 cheveux	jaune



IMPLANTATION



CHARGEMENT


PAS DE PERFORATION PRÉALABLE

FOLLISCOPE

Caractéristiques

Le Système Folliscope permet d'évaluer la densité capillaire et le diamètre du cheveu et de compléter les résultats d'un examen détaillé du cuir chevelu. Il peut être utilisé dans la pratique comme la recherche, dans le domaine de l'implant capillaire.

Software



Caméra microscopique



Dermareader



FOLLICRYO



20 x

Système de dissection microscopique avec écran

Distance de travail : 25 cm
Surface analysée : 1 cm²
Plaque de découpe avec système de refroidissement (4°)
Grossissement : 20x
Lumière LED
Sortie : double (TV, écran d'ordinateur)
Software de mesure du calibre, enregistrement vidéo, photos.

BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

☎ 06 38 68 84 32

📍 230, rue du fbg Saint-Honoré - Paris 8^e

FolliGraft®

Follicular Unit Extractor

DÉVELOPPÉ PAR
LE DOCTEUR BOUDJEMA,
MD FRANCE



HSC
Hair Solutions Company

AFUE

BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

(L-001)




**FUE Extractor
(L-003)**



**FolliCryo with Camera
(L-005)**



**FolliCryo with Camera
(L-005)**



**Portable FUE
(L-009)**



**Choi Needle
(L-002)**



**FUE Needle
(L-004)**



**FolliCryo with microscope
(L-006)**



**DermaReader
(L-008)**



**Hair Counter
(L-010)**



**SP 90, 91
(L-011)**



**Forcep, Straight
(L-013)**



**Forcep, 45S
(L-015)**



**Forrester(S/Curved)
(L-017)**



**GraftCup
(L-019)**



**Quard Dish/GI
(L-023)**



**Handle for SP 90, 91
(L-012)**



**Forcep, Curved
(L-014)**



**Forcep, 45L
(L-016)**



**Forrester(S/Straight)
(L-018)**



**Atoe Forcep
(L-020)**



**Quard Dish/Ce/Autoclave
(L-024)**



**Cooler
(L-029)**




**Cutting Board, A
(L-031)**



**Laser Designer
(L-033)**



**Sterile tray
(L-030)**



**Pron Pillow
(L-034)**



ADVANTAGES OF FOLLIPEN

ATOUTS DU FOLLIPEN

Follipen HAIR TRANSPLANTER

► EASY TO REPLACE AND ADJUST NEEDLE'S LENGHT

► REUSABLE AND AUTOCLAVE

Initially insert the needle with placed grafts, which act as dilator. Then push the plunger at time as grafts are easily placed into the scalp. There is no need to have incision made followed by a blunt dilator.

** This technique is issued in Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, vol 18, number 11, nov 1992.*

► AIGUILLE FACILE À REMPLACER ET AJUSTER

► RÉUTILISABLE ET COMPATIBLE AUTOCLAVE

Insérez d'abord l'aiguille avec des greffons positionnés, agissant comme dilateur. Appuyez ensuite sur le plongeur au moment où les greffons sont facilement insérés dans le cuir chevelu. Il n'est pas nécessaire d'effectuer une incision suivie d'une dilatation.

** Cette technique est décrite dans le Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, vol 18, number 11, nov 1992*

► Needle (Aiguille)

- ✓ Enabled
- ✓ Ultra sharp
- ✓ Cutting edge
- ✓ Thin walled

- ✓ Jetable
- ✓ Ultra pointue
- ✓ Coupe des bords
- ✓ Parois minces

✓ Enabled to successfully dense pack graft (performing «megasesions» of 3000 grafts in one session)

✓ Allows for excellent angulation for a natural «shingling of hair.

✓ Minimize vascular embarassement, scars and popping problems...

✓ Eliminate the risk of depositing epidermal tissues under the skin as can occur with standard round hypodermic needles.


✓ *Permet d'insérer des paquets de greffons (pour des «megasesions» de 3000 implants en une seule session)*

✓ *Permet une excellente angulation pour un aspect naturel de la chevelure.*


✓ *Réduit les risques de problèmes de vascularisation, cicatrices et phénomène de popping...*

✓ *Élimine les risques de déposer des tissus sous la peau comme cela se produit parfois avec des aiguilles rondes standard.*

Follipen HAIR TRANSPLANTER




How to replace the needle ? Comment remplacer l'aiguille ?




► Étape 1

Dévissez jusqu'à ce que le capuchon se détache de la base.




► Étape 2

Dévissez l'élément B de la même manière.



► Étape 3

Dévissez l'aiguille.



► Étape 4

Vous pouvez alors enlever et remplacer l'aiguille.

Diameter size available Diamètres disponibles

Graft size ideal for Taille des greffons idéale pour

Color coding cap Code couleur

24 GA (0,6mm)	Fine single hair and eyebrow <i>Cheveu fin ou sourcil</i>	
22 GA (0,8mm)	1 hair / 1 cheveu	
20 GA (1,0mm)	2 hairs / 2 cheveux	
18 GA (1,3mm)	3-4 hairs / 3-4 cheveux	
16 GA (1,5mm)	4-5 hairs / 4-5 cheveux	




☎ 06 38 68 84 32

📍 230, rue du fbg Saint-Honoré - Paris 8^e

FOLLIPEN HAIR TRANSPLANTER


Transplanteur capillaire



BIOMED
CRÉATEUR DE TECHNOLOGIE

FOLLICULAR UNIT HAIR TRANSPLANTATION WITH FOLLIPEN HAIR TRANSPLANTER

TRANSPANTATION D'UNITÉS FOLLICULAIRES AVEC LE



- ✓ Easy and simple to replace needle
- ✓ Easy to adjust needle's length
- ✓ Ultra sharp and cutting edge
- ✓ Thin walled needle

- ✓ Simplicité et facilité de changement d'aiguille
- ✓ Facilité d'ajustement de la taille de l'aiguille
- ✓ Coupe ultra aiguisée et coupe des bords
- ✓ Parois minces de l'aiguille



BODY // AUTOCLAVE NEEDLE : DISPOSABLE CORPS : AUTOCLAVE // AIGUILLE : JETABLE

Operating PROCEDURE (Procédure opératoire)



► **Step 1** Harvesting an elliptical graft.

► **Étape 1** Extraire un greffon de forme elliptique.

► **Step 2** Cutting the graft to make a Follicular Unit (FU).

► **Étape 2** Découper le greffon pour obtenir des unités folliculaire.

► **Step 3** FUE is being placed onto the needle of the hair transplanter.

► **Étape 3** La FUE est placée dans l'aiguille du transplanter capillaire.

► **Step 4** Follipen in place.

► **Étape 4** Positionnez le Follipen.

► **Step 5** Advanced post-op hair care with XL-Hair © par Skintech PharmaGroup..

► **Étape 5** Soins capillaires post opératoire avec XL-Hair © par Skintech PharmaGroup.

HAIR CAPILLAIRE



Just after the procedure.
Juste après l'intervention.



7 months after the procedure.
7 mois après l'intervention.

EYEBROWS SOURCILS




Before the procedure.
Avant l'intervention.



1 months after the procedure.
1 mois après l'intervention.

EYELASH CILS



Before the procedure.
Avant l'intervention.



6 months after the procedure.
6 mois après l'intervention.

► XL-hair©

HA dermal implant associated with a biorevitalization solution specific for scalp area in case of alopecia

Injection d'une solution bio-revitalisante conçue spécifiquement pour le cuir chevelu.

